

## Информационное письмо

ООО «Олимпас Москва», официальный представитель на территории России и СНГ компании Olympus Europa SE & CO. KG (Германия), являющейся представителем производителя оборудования Olympus Medical Systems Corporation (Япония) в Европейском регионе, настоящим письмом выражает Вам свое почтение и сообщаем следующее.

На основании произведенных испытаний на совместимость дезинфицирующих средств с эндоскопическим оборудованием (гибкими эндоскопами) производства Olympus Medical Systems Corporation (Япония), а также возможность использования этих средств в репроцессорах OER-A/OER-AW, компанией рекомендуются к использованию следующие средства:

### Для ручной обработки

Торговая марка	Производитель	Активное вещество	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS
CIDEX	Johnson & Johnson	Глутаральдегид	Совместим
CIDEX OPA	Johnson & Johnson	Ортофталевый альдегид	Частичная совместимость*
NU-CIDEX	Johnson & Johnson	Надуксусная кислота	Совместим
SEKUSEPT Aktiv	Ecolab GmbH & Co.	Надуксусная кислота	Совместим
SEKUSEPT Plus	Ecolab GmbH & Co.	Глюкопротамин	Совместим (протестировано с миниэндоскопами OLYMPUS)
SEKUSEPT Pulver + Aktivator	Ecolab GmbH & Co.	Надуксусная кислота	Совместим
STERANIOS 2%	Anios	Глутаральдегид	Совместим
LISOFORMIN 3000	Lizoform	Глутаральдегид	Совместим
GIGASEPT	Shulke&Mayr	Глутаральдегид + Формальдегид	Совместим

\*возможны внешние изменения (окрашивание трубок, обесцвечивание клеевых соединений)

### Для использования в репроцессорах OER-A/OER-AW

Торговая марка	Производитель	Активное вещество	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS
ACECIDE	Saraya	Надуксусная кислота	Совместим
CIDEX	Johnson & Johnson	Глутаральдегид	Совместим

Насколько мы понимаем, в публичном доступе имеются предложения о поставке средств очистки и дезинфекции для оборудования OLYMPUS производителей, не входящих в одну группу лиц с OLYMPUS или не прошедших испытания на совместимость с оборудованием OLYMPUS. ООО «Олимпас Москва» не обладает информацией в отношении материала, качества и совместимости, не может гарантировать надлежащее функционирование оборудования OLYMPUS при их использовании и потому не рекомендует их использование.

В связи с чем OLYMPUS не несет ответственности за возможные повреждения, полученные в результате использования таких средств очистки и дезинфекции. При диагностике сервисными инженерами, случай повреждения оборудования, вызванный использованием не рекомендованных средств дезинфекции, может быть рассмотрен как не гарантийный. OLYMPUS не несет ответственности за возможные риски причинения вреда жизни и здоровью пациента, вызванного использованием не рекомендованных средств дезинфекции. Наша позиция подтверждается ст. 12.1. Национального стандарта Российской Федерации «Изделия Медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», ГОСТ Р 58451-2019, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2019 года № 392-ст.

Благодарим за сотрудничество.

С уважением,

Чинарова В.В.

Менеджер по продукту CDS

ООО «Олимпас Москва»

